

## Retningslinjer for brug af anti-tipstøtter:

Anti-tipstøtter er med til at øge sikkerheden hos uerfarne brugere.

Af sikkerhedsårsager har de fleste kørestole, der udleveres fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade til nye brugere, anti-tipstøtter.

Anti-tipstøtterne skal sikre, at du ikke tipper bagover med kørestolen.



Anti-tipstøtte i aktiv position



Anti-tipstøtte slået ind

Når du kører, skal anti-tipstøtten være slået ud, altså i aktiv position.

Har du brug for at passere en opkørsel eller kantsten, må du få en ledsager til at hjælpe dig med at slå anti-tipstøtten ind.

1. Slå anti-tipstøtten fra
2. Få hjælp til at passere forhindringen

**HUSK** altid at slå anti-tipstøtten til igen umiddelbart efter, at du har passeret en forhindring