



# WebQuality i WebReq

---

Brugermanual 2018



## Indhold

Forord.....	2
1. Åbning af WebQuality.....	2
2. Bestilling af analyser til WebQuality .....	3
3. Indsendelse af kontrolmateriale .....	3
4. Reminder for WebQuality .....	4
5. Kontakt os .....	5

## Forord

Modulet WebQuality, anvendes ved kvalitetssikring på analyser udført i almen lægepraksis. Det er de såkaldte parallelanalyser. Parallelanalyse vil sige, at både praksis og laboratoriet måler samme egenskab, på en samtidig udtaget prøve, så der fremkommer to resultater for samme egenskab, som kan sammenholdes.

WebQuality er baseret på specialudviklede promptspørgsmål, hvor egne måleresultater indtastes.

Modulet WebQuality kræver ikke speciel oplæring, dog skal laboratoriet lave nogle tilretninger og tildele klinikken et fiktivt CPR-nummer, som kun må benyttes i WebQuality.

## 1. Åbning af WebQuality

The screenshot shows the WebQuality interface. At the top, there is a navigation bar with four items: "Ny rekvisition" (highlighted with a blue arrow), "Opret/rediger profiler", "Udtræk profiler", and "Rediger egne analyser". Below this is the "PATIENT DATA" section, which contains a form for entering patient information. The form fields are: CPR-nummer (0101624884, highlighted with a green arrow), Søg (button), Fornavn, Efternavn, Adresse, Postnummer, By, Telefonnummer, Mobil / SMS, Email, Region (Region Syddanmark, highlighted with a yellow arrow), and Sygesikringsgruppe (Vælg). To the right of the form is a warning dialog box with a yellow warning icon and the text: "Det angivne CPR nummer overholder ikke modulus 11 testen. Er der tale om et rigtigt CPR nummer?". Below the dialog are "Ja" and "Nej" buttons, with a white arrow pointing to the "Ja" button. At the bottom of the screenshot is a navigation bar with four categories: "Klinisk Biokemi" (with sub-items "Normalvisning" and "Listevisning", highlighted with a red arrow), "Klinisk Mikrobiologi" (with sub-items "Repertoirevisning" and "Kyikliste"), "Patologi" (with sub-items "Cervixcytologi" and "Patologi"), and "Laboratoriemedicin" (with sub-items "Normalvisning" and "Listevisning", highlighted with a red arrow).



WebReq åbnes direkte fra lægesystemet med det fiktive CPR-nummer fra laboratoriet. Er der problemer med at oprette "patienten" i lægesystemet, åbnes WebReq i stedet med testperson Nancy Berggren (251248-9996). Du klikker på "**Ny rekvisition**" i funktionsbjælken, nederst i skærmbilledet.



Indtast det tildelte CPR-nummer i "**Patient Data**". Klik på "**Søg**". Opret patienten, hvis denne ikke fremkommer automatisk.



Bemærk felternes rammefarver: Grøn er korrekt indtastede data. Rød er fejlbehæftede eller mangler data.



Klik på "**Listevisning**" ved modul Laboratoriemedicin, eller klinisk biokemi



Klik på "**JA**" i dialogboksen med ugyldigt CPR-nummer.

## 2. Bestilling af analyser til WebQuality

The screenshot shows the 'REKVISITON: LABORATORIEMEDICIN' interface. On the left, a search bar contains 'Angiv søgeord'. Below it, a tree view shows categories: 'KLINISK BIOKEMI', 'WEBQUALITY', 'KLINISK MIKROBIOLOGI', 'PATOLOGI', 'EGNE ANALYSER', and 'WEB PATIENT'. Under 'WEBQUALITY', 'Hæmoglobin (PN);B' is selected. On the right, the 'REKVISITON SOPLYSNINGER' form is visible, with fields for 'Angiv kopisvarmodtager' (PLO), 'Hæmoglobin (PN);B Analyseresultat' (talværdi), and 'Hæmoglobin apparaturtype;B Anvendt apparatur' (ABX Mic CRP). The form also includes 'Rekvisitonskommentar' and 'Information til prøvetager' sections. At the bottom, there are buttons for 'Udfør', 'Skemavisning', 'Gem', 'Hotel', and 'Nulstil'. A status bar at the very bottom contains links for 'Support', 'Ny rekvisition', 'Import KKA profiler', 'Opret/rediger profiler', and 'Udtræk profiler'.

➔ Klik på "**WebQuality**" kataloget og vælg den/de analyser, som skal kontrolleres.

➔ Klik på "**Oplysninger**" i funktionsbjælken for at besvare promptspørgsmål.  
Klik på "**Ok**" for at forlade oplysninger.

Bemærk: ved nogle promptspørgsmål husker WebQuality det sidst indtastede svar.  
WebQuality bestiller automatisk de tilsvarende analyser inde på laboratoriet.

➔ Klik på "**Udfør**" for at udskrive PrøveTagningsBlanket (PTB)  
PrøveTagningsBlanket indeholder de respektive strekkoder og alle nødvendige oplysninger omkring prøvetagningen.

### 3. Indsendelse af kontrolmateriale

Tag et eller flere ekstra glas til parallelanalysen på en tilfældig patient.

**OBS!** Anvendes kapillærprøver, så skal der også tages et ekstra glas i den type glas, som laboratoriet anvender til analysen.

Glas mærkes med stregkodeetiketten, der er markeret med rødt og sendes til laboratoriet. Prøverne er dermed anonymiseret med det fiktive CPR-nummer.

Rekv. nr.: 102424602126

010158-8006 Webreq, Kvalitet

102424602126

123456 WebReq test læge

28-06-2018 11:26:52

010158-8006

Webreq, Kvalitet

Gl. Strandvej 9

2990 Nivå

UN3373

DIAGNOSTISKE PRØVER

Biologisk stof, kategori B

Vejle Sygehus

Laboratoriecentret

Beriderbakken 4

7100 Vejle tlf: 7940 6648

A: Glucose (PN);P(vB), Glukose apparaturnr.:P(vB), Glukose apparaturtype:P(vB), Glukose ratio:P(vB), Glukose reagenslotnr.:P(vB)

(A) Glucose (PN);P(vB) Glucose (PN);P(vB) Analyseresultat: 6

(A) Glukose apparaturnr.:P(vB) Glukose apparaturnr.:P(vB) Anvendt apparaturserienr.: 2345

(A) Glukose apparaturtype:P(vB) Glukose apparaturtype:P(vB) Anvendt apparatur: HemoCue

(A) Glukose reagenslotnr.:P(vB) Glukose reagenslotnr.:P(vB) Lotnr på stix,reagens,cuvette: 13546

102424602150

102424602150

010158-6006

Side: 1 af 1

Rekv. nr.: 102424602126

Ydemr: 123456

Initialer: ZE

WebReq test læge

Storhaven 12

7100 Vejle

Telefon: 75720177

Webreq, Kvalitet

010158-6006

WebReq test læge

Prøvetagning: 28-06-2018 11:25:00

Pt. kontaktype: Prøve indsendes

Andre oplysninger:

010158-8006 Webreq, Kvalitet

Rekv. nr.: 102424602126

102424602150 GLC EQA

A

010158-6006 PINK3

VE

A

### 4. Reminder for WebQuality

Laboratorierne kan indsætte en **reminder** i WebReq (rød firkant), om at det er tid for indsendelse af nye kontroller. Mouseover på **reminderen** viser datoen for sidste indsendelse af kontrol.

WebReq

LABORATORIEREKVISITION

Praksis WebReq (123456)

Patient web Web, 010158-600

Laboratorium Hent nyheder fra laboratoriet

Holbæk, Sygehus Vestsjælland

Klinik profiler

Vælg

HUSK WEBQUALITY, SIDST UDFØRT 21-12-2017

## 5. Kontakt os

Du kan altid kontakte os, sådan som det passer dig bedst uanset om du vil ringe eller skrive til os.

### Online support

Telefon: 7572 0177

E-mail: [webreqsupport@dmdd.biz](mailto:webreqsupport@dmdd.biz)

Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00

Fredag kl. 8.00-14.00

### Øvrige henvendelser:

DMDD A/S

Storhaven 12

7100 Vejle

Danmark

Telefon: 7879 7575

Mandag - torsdag kl. 8.00-15.00

Fredag kl. 8.00-14.00

### Hjemmeside:

[www.dmdd.dk](http://www.dmdd.dk)

### Lukkedage

Juleaftensdag, Juledag, 2. juledag

Nytårsaftensdag, Nytårsdag

Skærtorsdag, Langfredag, Påskedag, 2. påskedag

Store bededag

Kristi Himmelfartsdag

Pinsedag, 2. pinsedag